

— ABLYBIO, Help Your Research



Desmin Rabbit mAb

货号: **AA Y1050**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:1000-1:5000 WB: 1:20000-1:50000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	53kD
实测分子量	53kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.52.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	DES;CMD1I;CSM1;CSM2;DES;DESM_HUMAN;Desmin;FLJ12025;FLJ39719;FLJ41013;FLJ41793;Intermediate filament protein;OTTHUMP00000064865;CMD1I;CSM1;CSM2;DES;DESM_HUMAN;Desmin;FLJ12025;FLJ39719;FLJ41013;FLJ41793;Intermediate filament protein;OTTHUMP00000064865
Swiss	
别名	DES;CMD1I;CSM1;CSM2;DES;DESM_HUMAN;Desmin;FLJ12025;FLJ39719;FLJ41013;FLJ41793;Intermediate filament protein;OTTHUMP00000064865;CMD1I;CSM1;CSM2;DES;DESM_HUMAN;Desmin;FLJ12025;FLJ39719;FLJ41013;FLJ41793;Intermediate filament protein;OTTHUMP00000064865

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)