

— ABLYBIO, Help Your Research



Histone H2A (Ubiquityl Lys119) Rabbit mAb

货号: **AA1068**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA CHIP Cut&Tag
推荐浓度	IHC: 1:1000-1:4000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200 CHIP: 1:50-1:100 Cut&Tag: 1:50-1:100
理论分子量	14kD
实测分子量	23kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.70.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	HIST1H2AG H2AFP; HIST1H2AI H2AFC; HIST1H2AK H2AFD; HIST1H2AL H2AFI; HIST1H2AM H2AFN;Histone H2A;Histone H2A type 1;H2A.1;Histone H2A/p;
Swiss	
别名	HIST1H2AG H2AFP; HIST1H2AI H2AFC; HIST1H2AK H2AFD; HIST1H2AL H2AFI; HIST1H2AM H2AFN;Histone H2A;Histone H2A type 1;H2A.1;Histone H2A/p;

产品验证**实验步骤**

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)