

— ABLYBIO, Help Your Research



PYK2 Rabbit mAb

货号: **AA1078**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:1000-1:4000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	116kD
实测分子量	116kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.80.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	PTK2B;Protein-tyrosine kinase 2-beta;PTK2B;FAK2;PYK2;RAFTK;Protein-tyrosine kinase 2-beta;Calcium-dependent tyrosine kinase;CADTK;Calcium-regulated non-receptor proline-rich tyrosine kinase;Cell adhesion kinase beta;CAK-beta;CAKB;Focal adhesion kinase 2;FADK 2;Pro
Swiss	
别名	PTK2B;Protein-tyrosine kinase 2-beta;PTK2B;FAK2;PYK2;RAFTK;Protein-tyrosine kinase 2-beta;Calcium-dependent tyrosine kinase;CADTK;Calcium-regulated non-receptor proline-rich tyrosine kinase;Cell adhesion kinase beta;CAK-beta;CAKB;Focal adhesion kinase 2;FADK 2;Pro

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)