

— ABLYBIO, Help Your Research



HER2 (Phospho Tyr1221/1222) Rabbit mAb

货号: **AA Y1111**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF IP ELISA CHIP Cut&Tag
推荐浓度	WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200 CHIP: 1:50-1:100 Cut&Tag: 1:50-1:100
理论分子量	138kD
实测分子量	185kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.113.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	ERBB2 HER2 MLN19 NEU NGL;Her-2;Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2;Metastatic lymph node gene 19 protein;MLN 19;Proto-oncogene Neu;Proto-oncogene c-ErbB-2;Tyrosine kinase-type cell surface recept or HER2;p185erbB2;CD antigen CD340;
Swiss	
别名	ERBB2 HER2 MLN19 NEU NGL;Her-2;Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2;Metastatic lymph node gene 19 protein;MLN 19;Proto-oncogene Neu;Proto-oncogene c-ErbB-2;Tyrosine kinase-type cell surface recept or HER2;p185erbB2;CD antigen CD340;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)