

— ABLYBIO, Help Your Research



Zap-70 (Phospho Tyr319)/Syk (Phospho Tyr352) Rabbit mAb

货号: **AAY1113**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	70kD
实测分子量	70kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.115.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	ZAP70/SYK;Tyrosine-protein kinase ZAP-70/Tyrosine-protein kinase SYK;ZAP70;SRK;Tyrosine-protein kinase ZAP-70;70 kDa zeta-chain associated protein;Syk-related tyrosine kinase;SYK;Tyrosine-protein kinase SYK;Spleen tyrosine kinase;p72-Syk;
Swiss	
别名	ZAP70/SYK;Tyrosine-protein kinase ZAP-70/Tyrosine-protein kinase SYK;ZAP70;SRK;Tyrosine-protein kinase ZAP-70;70 kDa zeta-chain associated protein;Syk-related tyrosine kinase;SYK;Tyrosine-protein kinase SYK;Spleen tyrosine kinase;p72-Syk;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)