

— ABLYBIO, Help Your Research



XIAP Rabbit mAb

货号: **AA Y1160**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IF ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 |
| 理论分子量 | 57kD |
| 实测分子量 | 57kD |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.162. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | |
|------|--|

| | |
|--------------|---|
| 基因ID | |
| 基因名 | XIAP;E3 ubiquitin-protein ligase XIAP;XIAP;API3;BIRC4;IAP3;E3 ubiquitin-protein ligase XIAP;Baculoviral IA P repeat-containing protein 4;IAP-like protein;ILP;hILP;Inhibitor of apoptosis protein 3;IAP-3;hIAP-3;hIAP3;X-linked inhibitor of apoptosis protein;X-linked I |
| Swiss | |
| 别名 | XIAP;E3 ubiquitin-protein ligase XIAP;XIAP;API3;BIRC4;IAP3;E3 ubiquitin-protein ligase XIAP;Baculoviral IA P repeat-containing protein 4;IAP-like protein;ILP;hILP;Inhibitor of apoptosis protein 3;IAP-3;hIAP-3;hIAP3;X-linked inhibitor of apoptosis protein;X-linked I |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)