

— ABLYBIO, Help Your Research



# RPS6 Rabbit mAb

货号: **AA Y1162**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:1000-1:5000 <b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	29kD
实测分子量	31kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.164.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	RPS6;40S ribosomal protein S6;RPS6;OK/SW-cl.2;40S ribosomal protein S6;Phosphoprotein NP33
Swiss	
别名	RPS6;40S ribosomal protein S6;RPS6;OK/SW-cl.2;40S ribosomal protein S6;Phosphoprotein NP33

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)