

— ABLYBIO, Help Your Research



MMP2 Rabbit mAb

货号: **AA1171**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	74kD
实测分子量	64kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.173.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	MMP2;72 kDa type IV collagenase;MMP2;CLG4A;72 kDa type IV collagenase;72 kDa gelatinase;Gelatinase A;Matrix metalloproteinase-2;MMP-2;TBE-1
Swiss	
别名	MMP2;72 kDa type IV collagenase;MMP2;CLG4A;72 kDa type IV collagenase;72 kDa gelatinase;Gelatinase A;Matrix metalloproteinase-2;MMP-2;TBE-1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)