

— ABLYBIO, Help Your Research



# Podoplanin Rabbit mAb

货号: **AA Y1197**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1:1000 <b>WB:</b> 1:1000-1:5000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	17kD
实测分子量	36kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.199.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	PDPN GP36 PSEC0003 PSEC0025;Aggrus Glycoprotein 36 Gp36 PA2.26 antigen T1-alpha T1A;Podoplanin; Aggrus;Glycoprotein 36;Gp36;PA2.26 antigen;T1-alpha;T1A;
Swiss	
别名	PDPN GP36 PSEC0003 PSEC0025;Aggrus Glycoprotein 36 Gp36 PA2.26 antigen T1-alpha T1A;Podoplanin; Aggrus;Glycoprotein 36;Gp36;PA2.26 antigen;T1-alpha;T1A;

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)