

— ABLYBIO, Help Your Research



JNK1/2/3 Rabbit mAb

货号: **AA Y1199**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF IP ELISA
推荐浓度	WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	48,53kD
实测分子量	48,53kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.201.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	MAPK8/9/10;Mitogen-activated protein kinase 8/9/10;MAPK8;JNK1;PRKM8;SAPK1;SAPK1C;Mitogen-activated protein kinase 8;MAP kinase 8;MAPK 8;JNK-46;Stress-activated protein kinase 1c;SAPK1c;Stress-activated protein kinase JNK1;c-Jun N-terminal kinase 1;MAPK9;JNK2;PRKM9;SAPK1A;Mi
Swiss	
别名	MAPK8/9/10;Mitogen-activated protein kinase 8/9/10;MAPK8;JNK1;PRKM8;SAPK1;SAPK1C;Mitogen-activated protein kinase 8;MAP kinase 8;MAPK 8;JNK-46;Stress-activated protein kinase 1c;SAPK1c;Stress-activated protein kinase JNK1;c-Jun N-terminal kinase 1;MAPK9;JNK2;PRKM9;SAPK1A;Mi

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)