

— ABLYBIO, Help Your Research



# RBM43 Rabbit mAb

货号: **AA1211**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:1000-5000
理论分子量	
实测分子量	39kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.213.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	RBM43;C2orf38;RNA-binding protein 43;RNA-binding motif protein 43;;RBM43;C2orf38;RNA-binding protein 43 ;RNA-binding motif protein 43;
Swiss	
别名	RBM43;C2orf38;RNA-binding protein 43;RNA-binding motif protein 43;;RBM43;C2orf38;RNA-binding protein 43 ;RNA-binding motif protein 43;

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)