

— ABLYBIO, Help Your Research



Prostein Rabbit mAb

货号: **AA1236**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:100-300
理论分子量	
实测分子量	61kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.238.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	SLC45A3;PCANAP6;PRST;Solute carrier family 45 member 3;Prostate cancer-associated protein 6;Prostein;;SLC45A3;PCANAP6;PRST;Solute carrier family 45 member 3 ;Prostate cancer-associated protein 6;Prostein;
Swiss	
别名	SLC45A3;PCANAP6;PRST;Solute carrier family 45 member 3;Prostate cancer-associated protein 6;Prostein;;SLC45A3;PCANAP6;PRST;Solute carrier family 45 member 3 ;Prostate cancer-associated protein 6;Prostein;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)