

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD206/MRC1 Rabbit mAb

货号: **AA Y1300**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1:1000 <b>WB:</b> 1:5000-1:20000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000 <b>IP:</b> 1:50-1:200
理论分子量	190kD
实测分子量	190kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.302.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	MRC1;Macrophage mannose receptor 1;MRC1;CLEC13D;CLEC13DL;MRC1L1;Macrophage mannose receptor 1;MMR;C-type lectin domain family 13 member D;C-type lectin domain family 13 member D-like;Macrophage mannose receptor 1-like protein 1;CD206
Swiss	
别名	MRC1;Macrophage mannose receptor 1;MRC1;CLEC13D;CLEC13DL;MRC1L1;Macrophage mannose receptor 1;MMR;C-type lectin domain family 13 member D;C-type lectin domain family 13 member D-like;Macrophage mannose receptor 1-like protein 1;CD206

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)