

— ABLYBIO, Help Your Research



Sumo 1 Rabbit mAb

货号: **AA1351**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:2000-1:10000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	12kD
实测分子量	80kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.353.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	SUMO1;Small ubiquitin-related modifier 1;SUMO1;SMT3C;SMT3H3;UBL1;OK/SW-cl.43;Small ubiquitin-related modifier 1;SUMO-1;GAP-modifying protein 1;GMP1;SMT3 homolog 3;Sentrin;Ubiquitin-homology domain protein PIC1;Ubiquitin-like protein SMT3C;Smt3C;Ubiquitin-like protein
Swiss	
别名	SUMO1;Small ubiquitin-related modifier 1;SUMO1;SMT3C;SMT3H3;UBL1;OK/SW-cl.43;Small ubiquitin-related modifier 1;SUMO-1;GAP-modifying protein 1;GMP1;SMT3 homolog 3;Sentrin;Ubiquitin-homology domain protein PIC1;Ubiquitin-like protein SMT3C;Smt3C;Ubiquitin-like protein

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)