

— ABLYBIO, Help Your Research



# Ly6g Rabbit mAb

货号: **AA1371**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:1000-1:4000 <b>WB:</b> 1:1000-1:5000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	14kD
实测分子量	14kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.373.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	Ly6g;Lymphocyte antigen 6G;Ly-6G;Ly-6G.1;;Gr-1;Gr1;Ly-6G.1;Ly6G;Lymphocyte antigen 6 complex locus G;Lymphocyte antigen 6G
Swiss	
别名	Ly6g;Lymphocyte antigen 6G;Ly-6G;Ly-6G.1;;Gr-1;Gr1;Ly-6G.1;Ly6G;Lymphocyte antigen 6 complex locus G;Lymphocyte antigen 6G

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](https://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)