

— ABLYBIO, Help Your Research



# LYVE1 Rabbit mAb

货号: **AA1395**

## 产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1:1000 <b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	35kD
实测分子量	35kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.397.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	LYVE1 CRSBP1 HAR XLKD1 UNQ230/PRO263;Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1 (LYVE-1) (Cell surface retention sequence-binding protein 1) (CRSBP-1) (Extracellular link domain-containing protein 1) (Hyaluronic acid receptor);
Swiss	
别名	LYVE1 CRSBP1 HAR XLKD1 UNQ230/PRO263;Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1 (LYVE-1) (Cell surface retention sequence-binding protein 1) (CRSBP-1) (Extracellular link domain-containing protein 1) (Hyaluronic acid receptor);

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)