

— ABLYBIO, Help Your Research



Catenin δ -1 Rabbit mAb

货号: **AA1405**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	108kD
实测分子量	108kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.407.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	CTNND1 KIAA0384;Cadherin associated Src substrate;Cadherin-associated Src substrate;CAS;Catenin (cadherin associated protein) delta 1;Catenin delta 1;Catenin delta;Catenin delta-1;CTND1_HUMAN;CTNND1;CTNND;CTNND1;delta 1 Catenin;KIAA0384;p120;P120 CAS;p120 catenin;P120 CTN;p120(cas);p120(ctn);P120CAS;P120CTN;Cadherin associated Src substrate;Cadherin-associated Src substrate;CAS;Catenin;cadherin associated protein;delta 1;Catenin delta 1;Catenin delta;Catenin delta-1;CTND1_HUMAN;CTNND1;CTNND;CT
Swiss	
别名	CTNND1 KIAA0384;Cadherin associated Src substrate;Cadherin-associated Src substrate;CAS;Catenin (cadherin associated protein) delta 1;Catenin delta 1;Catenin delta;Catenin delta-1;CTND1_HUMAN;CTNND1;CTNND;CTNND1;delta 1 Catenin;KIAA0384;p120;P120 CAS;p120 catenin;P120 CTN;p120(cas);p120(ctn);P120CAS;P120CTN;Cadherin associated Src substrate;Cadherin-associated Src substrate;CAS;Catenin;cadherin associated protein;delta 1;Catenin delta 1;Catenin delta;Catenin delta-1;CTND1_HUMAN;CTNND1;CTNND;CTNND1;delta 1 Catenin;KIAA0384;p120;P120 CAS;p120 catenin;P120 CTN;p120;cas;p120;ctn;P120CAS;P120CTN

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)