

— ABLYBIO, Help Your Research



CD45 Rabbit mAb

货号: **AA Y1406**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:1000-1:10000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	147kD
实测分子量	240-200kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.408.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	PTPRC;Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C (Leukocyte common antigen) (L-CA) (T200) (CD antigen CD45);B220;CD 45;CD45;CD45 antigen;CD45R;GP180;L-CA;LCA;Leukocyte common antigen;loc;Ly-5;LY5;Ly5, homolog of;Lyt-4;OTTHUMP00000033813;OTTHUMP00000033816;OTTHUMP00000033817;OTTHUMP00000038574;Protein tyrosine phosphatase receptor type c polypeptide;Protein tyrosine phosphatase, receptor type C;protein tyrosine phosphatase, receptor type, C;Protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypep
Swiss	
别名	PTPRC;Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C (Leukocyte common antigen) (L-CA) (T200) (CD antigen CD45);B220;CD 45;CD45;CD45 antigen;CD45R;GP180;L-CA;LCA;Leukocyte common antigen;loc;Ly-5;LY5;Ly5, homolog of;Lyt-4;OTTHUMP00000033813;OTTHUMP00000033816;OTTHUMP00000033817;OTTHUMP00000038574;Protein tyrosine phosphatase receptor type c polypeptide;Protein tyrosine phosphatase, receptor type C;protein tyrosine phosphatase, receptor type, C;Protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide;Ptprc;PTPRC_HUMAN;Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C;T200;T200 glycoprotein;T200 leukocyte common antigen

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)