

— ABLYBIO, Help Your Research



PPAR α Rabbit mAb

货号: **AA Y1415**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:1000-1:5000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	52kD
实测分子量	52kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.417.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	PPARA;Peroxisome proliferator-activated receptor alpha;PPARA;NR1C1;PPAR;Peroxisome proliferator-activated receptor alpha;PPAR-alpha;Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1
Swiss	
别名	PPARA;Peroxisome proliferator-activated receptor alpha;PPARA;NR1C1;PPAR;Peroxisome proliferator-activated receptor alpha;PPAR-alpha;Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)