

— ABLYBIO, Help Your Research



Histone H2B Rabbit mAb

货号: **AA1419**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA CHIP Cut&Tag
推荐浓度	IHC: 1:20000-1:50000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200 CHIP: 1:50-1:100 Cut&Tag: 1:50-1:100
理论分子量	14kD
实测分子量	14kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.421.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	HIST1H2BC H2BFL; HIST1H2BE H2BFH; HIST1H2BF H2BFG; HIST1H2BG H2BFA; HIST1H2BI H2BFK; Histone H2B (Acetyl Lys35); Histone H2B type 1-C/E/F/G/I; Histone H2B.1 A; Histone H2B.a; H2B/a; Histone H2B.g; H2B/g; Histone H2B.h; H2B/h; Histone H2B.k; H2B/k; Histone H2B.l; H2B/l;
Swiss	
别名	HIST1H2BC H2BFL; HIST1H2BE H2BFH; HIST1H2BF H2BFG; HIST1H2BG H2BFA; HIST1H2BI H2BFK; Histone H2B (Acetyl Lys35); Histone H2B type 1-C/E/F/G/I; Histone H2B.1 A; Histone H2B.a; H2B/a; Histone H2B.g; H2B/g; Histone H2B.h; H2B/h; Histone H2B.k; H2B/k; Histone H2B.l; H2B/l;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)