

— ABLYBIO, Help Your Research



Cytokeratin 19 Rabbit mAb

货号: **AA Y1422**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:400-1:2000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	40kD
实测分子量	40kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.424.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	KRT19;Keratin type I cytoskeletal 19;KRT19;Keratin, type I cytoskeletal 19;Cytokeratin-19;CK-19;Keratin-19;K19
Swiss	
别名	KRT19;Keratin type I cytoskeletal 19;KRT19;Keratin, type I cytoskeletal 19;Cytokeratin-19;CK-19;Keratin-19;K19

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)