

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD36 Rabbit mAb

货号: **AA Y1425**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:1000-1:4000 <b>WB:</b> 1:1000-1:5000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	53kD
实测分子量	90kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.427.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	CD36;Platelet glycoprotein 4;CD36;GP3B;GP4;Platelet glycoprotein 4;Fatty acid translocase;FAT;Glycoprotein IIIb;GPIIIB;Leukocyte differentiation antigen CD36;PAS IV;PAS-4;Platelet collagen receptor;Platelet glycoprotein IV;GPIV;Thrombospondin receptor;CD36
Swiss	
别名	CD36;Platelet glycoprotein 4;CD36;GP3B;GP4;Platelet glycoprotein 4;Fatty acid translocase;FAT;Glycoprotein IIIb;GPIIIB;Leukocyte differentiation antigen CD36;PAS IV;PAS-4;Platelet collagen receptor;Platelet glycoprotein IV;GPIV;Thrombospondin receptor;CD36

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)