

— ABLYBIO, Help Your Research



Cytokeratin 7 Rabbit mAb

货号: **AA Y1452**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:1000-1:2000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	51kD
实测分子量	55kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.454.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	KRT7 SCL;CK 7;CK-7;CK7;Cytokeratin 7;Cytokeratin-7;D15Wsu77e;K2C7;K2C7_HUMAN;K7;Keratin 7;Keratin 7, type II;Keratin type II cytoskeletal 7;Keratin, 55K type II cytoskeletal;Keratin, simple epithelial;Keratin, simple epithelial type I, K7;Keratin, type II cytoskeletal 7;Keratin-7;Krt2-7;KRT7;MGC11625;MGC129731;MGC3625;Sarcolectin;SCL;Type II mesothelial keratin K7;Type-II keratin Kb7;CK 7;CK-7;CK7;Cytokeratin 7;Cytokeratin-7;D15Wsu77e;K2C7;K2C7_HUMAN;K7;Keratin 7;Keratin 7, type II;Keratin type
Swiss	
别名	KRT7 SCL;CK 7;CK-7;CK7;Cytokeratin 7;Cytokeratin-7;D15Wsu77e;K2C7;K2C7_HUMAN;K7;Keratin 7;Keratin 7, type II;Keratin type II cytoskeletal 7;Keratin, 55K type II cytoskeletal;Keratin, simple epithelial;Keratin, simple epithelial type I, K7;Keratin, type II cytoskeletal 7;Keratin-7;Krt2-7;KRT7;MGC11625;MGC129731;MGC3625;Sarcolectin;SCL;Type II mesothelial keratin K7;Type-II keratin Kb7;CK 7;CK-7;CK7;Cytokeratin 7;Cytokeratin-7;D15Wsu77e;K2C7;K2C7_HUMAN;K7;Keratin 7;Keratin 7, type II;Keratin type II cytoskeletal 7;Keratin, 55K type II cytoskeletal;Keratin, simple epithelial;Keratin, simple epithelial type I, K7;Keratin, type II cytoskeletal 7;Keratin-7;Krt2-7;KRT7;MGC11625;MGC129731;MGC3625;Sarcolectin;SCL;Type II mesothelial keratin K7;Type-II keratin Kb7

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)