

— ABLYBIO, Help Your Research



# TUBA1B Rabbit mAb

货号: **AA1473**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1:1000 <b>WB:</b> 1:1000-1:5000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000
理论分子量	50kD
实测分子量	50kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.475.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	TUBA1B;Tubulin alpha-1B chain (Alpha-tubulin ubiquitous) (Tubulin K-alpha-1) (Tubulin alpha-ubiquitous chain);Tubulin alpha-1B chain;Alpha-tubulin ubiquitous;Tubulin K-alpha-1;Tubulin alpha-ubiquitous chain;
Swiss	
别名	TUBA1B;Tubulin alpha-1B chain (Alpha-tubulin ubiquitous) (Tubulin K-alpha-1) (Tubulin alpha-ubiquitous chain);Tubulin alpha-1B chain;Alpha-tubulin ubiquitous;Tubulin K-alpha-1;Tubulin alpha-ubiquitous chain;

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](https://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)