

— ABLYBIO, Help Your Research



Adiponectin Rabbit mAb

货号: **AA1485**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:1000-1:4000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	26kD
实测分子量	30kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.487.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	ADIPOQ;ADP/Acrp30(Adiponectin);ADIPOQ;ACDC;ACRP30;APM1;GBP28;Adiponectin;30 kDa adipocyte complement-related protein;Adipocyte complement-related 30 kDa protein;ACRP30;Adipocyte;C1q and collagen domain-containing protein;Adipose most abundant gene transcript 1
Swiss	
别名	ADIPOQ;ADP/Acrp30(Adiponectin);ADIPOQ;ACDC;ACRP30;APM1;GBP28;Adiponectin;30 kDa adipocyte complement-related protein;Adipocyte complement-related 30 kDa protein;ACRP30;Adipocyte;C1q and collagen domain-containing protein;Adipose most abundant gene transcript 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)