

— ABLYBIO, Help Your Research



N Cadherin Rabbit mAb

货号: **AA Y1490**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:500-1:2000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	125kD
实测分子量	130kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.492.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	CDH2 CDHN NCAD;Cadherin-2 (CDw325) (Neural cadherin) (N-cadherin) (CD antigen CD325);CDH2;CDH N;NCAD;Cadherin-2;CDw325;Neural cadherin;N-cadherin;CD antigen CD325
Swiss	
别名	CDH2 CDHN NCAD;Cadherin-2 (CDw325) (Neural cadherin) (N-cadherin) (CD antigen CD325);CDH2;CDH N;NCAD;Cadherin-2;CDw325;Neural cadherin;N-cadherin;CD antigen CD325

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)