

— ABLYBIO, Help Your Research



CD99 Rabbit mAb

货号: **AA Y1491**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:1000-1:5000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	19kD
实测分子量	30kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.493.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	CD99 MIC2 MIC2X MIC2Y;CD99;CD99 antigen;12E7;E2 antigen;Protein MIC2;T-cell surface glycoprotein E 2;CD antigen CD99;
Swiss	
别名	CD99 MIC2 MIC2X MIC2Y;CD99;CD99 antigen;12E7;E2 antigen;Protein MIC2;T-cell surface glycoprotein E 2;CD antigen CD99;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)