

— ABLYBIO, Help Your Research



Hsp70 Rabbit mAb

货号: **AA1562**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:400-1000 WB: 1:1000-5000 IF: 1:200-1000 ELISA: 1:5000-20000
理论分子量	70kD
实测分子量	70kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.564.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	HSPA1A;HSPA1B;Heat shock 70 kDa protein 1A/1B;HSPA1A;HSPA1;HSPA1B;Heat shock 70 kDa protein 1A/1B;Heat shock 70 kDa protein 1/2;HSP70-1/HSP70-2;HSP70.1/HSP70.2
Swiss	
别名	HSPA1A;HSPA1B;Heat shock 70 kDa protein 1A/1B;HSPA1A;HSPA1;HSPA1B;Heat shock 70 kDa protein 1A/1B;Heat shock 70 kDa protein 1/2;HSP70-1/HSP70-2;HSP70.1/HSP70.2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)