

— ABLYBIO, Help Your Research



Notch1 Rabbit mAb

货号: **AA1564**

产品信息

反应	Human,Mouse,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1000 WB: 1:1000-5000 IF: 1:200-1000 ELISA: 1:5000-20000
理论分子量	273kD
实测分子量	120kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.566.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	NOTCH1;Neurogenic locus notch homolog protein 1;NOTCH1;TAN1;Neurogenic locus notch homolog protein 1;Notch 1;hN1;Translocation-associated notch protein TAN-1
Swiss	
别名	NOTCH1;Neurogenic locus notch homolog protein 1;NOTCH1;TAN1;Neurogenic locus notch homolog protein 1;Notch 1;hN1;Translocation-associated notch protein TAN-1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)