

— ABLYBIO, Help Your Research



METTL3 Rabbit mAb

货号: **AA1571**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-400 WB: 1:1000-5000 IF: 1:200-1000 ELISA: 1:5000-20000 IP: 1:50-200
理论分子量	64kD
实测分子量	70kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.573.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	METTL3 MTA70;N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit (MT-A70) (Methyltransferase-like protein 3);N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit;MT-A70;Methyltransferase-like protein 3;
Swiss	
别名	METTL3 MTA70;N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit (MT-A70) (Methyltransferase-like protein 3);N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit;MT-A70;Methyltransferase-like protein 3;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)