

— ABLYBIO, Help Your Research



EEA1 Rabbit mAb

货号: **AA1576**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:100-200 WB: 1:1000-5000 IF: 1:200-1000 ELISA: 1:5000-20000
理论分子量	162kD
实测分子量	162kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.578.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	EEA1;Early endosome antigen 1;EEA1;ZFYVE2;Early endosome antigen 1;Endosome-associated protein p 162;Zinc finger FYVE domain-containing protein 2
Swiss	
别名	EEA1;Early endosome antigen 1;EEA1;ZFYVE2;Early endosome antigen 1;Endosome-associated protein p 162;Zinc finger FYVE domain-containing protein 2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)