

— ABLYBIO, Help Your Research



CD133 Rabbit mAb

货号: **AA Y1598**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:20-100 WB: 1:1000-5000 IF: 1:200-1000 ELISA: 1:5000-20000
理论分子量	97kD
实测分子量	133kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.600.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	PROM1;Prominin-1;PROM1;Prominin-1;Antigen AC133;Prominin-like protein 1;CD133
Swiss	
别名	PROM1;Prominin-1;PROM1;Prominin-1;Antigen AC133;Prominin-like protein 1;CD133

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)