

— ABLYBIO, Help Your Research



Lactate Dehydrogenase Isoenzyme V Rabbit mAb

货号: **AA Y1604**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1000 WB: 1:500-2000 IF: 1:200-1000 ELISA: 1:5000-20000
理论分子量	36kD
实测分子量	36kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.606.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	LDHA PIG19;L-lactate dehydrogenase A chain (LDH-A) (Cell proliferation-inducing gene 19 protein) (LDH muscle subunit) (LDH-M) (Renal carcinoma antigen NY-REN-59);
Swiss	
别名	LDHA PIG19;L-lactate dehydrogenase A chain (LDH-A) (Cell proliferation-inducing gene 19 protein) (LDH muscle subunit) (LDH-M) (Renal carcinoma antigen NY-REN-59);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)