

— ABLYBIO, Help Your Research



# GAPDH (PT0004R) Rabbit mAb

货号: **AA1626**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500-2000 <b>ELISA:</b> 1:20000
理论分子量	37kD
实测分子量	37kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.628.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	GAPDH;Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase;GAPDH;GAPD;CDABP0047;OK/SW-cl.12;Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase;GAPDH;Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Swiss	
别名	GAPDH;Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase;GAPDH;GAPD;CDABP0047;OK/SW-cl.12;Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase;GAPDH;Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)