

— ABLYBIO, Help Your Research



MMP9 Rabbit mAb

货号: **AA1627**

产品信息

反应	Human,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1000 WB: 1:500-5000 IF: 1:200-1000 ELISA: 1:5000-20000 IP: 1:50-200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.629.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	MMP9 CLG4B;MMP9 (Cleaved-Met94);Matrix metalloproteinase-9;MMP-9;92 kDa gelatinase;92 kDa type I V collagenase;Gelatinase B;GELB;[Cleaved into: 67 kDa matrix metalloproteinase-9;82 kDa matrix metalloproteinase-9]
Swiss	
别名	MMP9 CLG4B;MMP9 (Cleaved-Met94);Matrix metalloproteinase-9;MMP-9;92 kDa gelatinase;92 kDa type I V collagenase;Gelatinase B;GELB;[Cleaved into: 67 kDa matrix metalloproteinase-9;82 kDa matrix metalloproteinase-9]

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)