

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD86 Rabbit mAb

货号: **AA Y1630**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat,
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:200-1000 <b>WB:</b> 1:500-5000 <b>IF:</b> 1:200-1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-20000
理论分子量	60-80kD
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.632.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	CD86 CD28LG2;CD86;T-lymphocyte activation antigen CD86;Activation B7-2 antigen;B70;BU63;CTLA-4 co unter-receptor B7.2;FUN-1;CD antigen CD86;
Swiss	
别名	CD86 CD28LG2;CD86;T-lymphocyte activation antigen CD86;Activation B7-2 antigen;B70;BU63;CTLA-4 co unter-receptor B7.2;FUN-1;CD antigen CD86;

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)