

— ABLYBIO, Help Your Research



BNI3L Rabbit mAb

货号: **AA Y1642**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:500-1:2000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	24kD
实测分子量	38kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.644.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	BNIP3L BNIP3A BNIP3H NIX;BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like (Adenovirus E1 B19K-binding protein B5) (BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3A) (NIP3-like protein X) (NIP3L);
Swiss	
别名	BNIP3L BNIP3A BNIP3H NIX;BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like (Adenovirus E1 B19K-binding protein B5) (BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3A) (NIP3-like protein X) (NIP3L);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)