

— ABLYBIO, Help Your Research



# Histone H2A (Acetyl Lys9) Rabbit mAb

货号: **AA1672**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA CHIP Cut&Tag
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:1000-1:4000 <b>WB:</b> 1:2000-1:10000 <b>IF:</b> 1:200-1:1000 <b>ELISA:</b> 1:5000-1:20000 <b>IP:</b> 1:50-1:200 <b>CHIP:</b> 1:50-1:100 <b>Cut&amp;Tag:</b> 1:50-1:100
理论分子量	15kD
实测分子量	15kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.674.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	HIST1H2AB;Histone H2A type 1-B/E;HIST1H2AG;H2AFP;HIST1H2AI;H2AFC;HIST1H2AK;H2AFD;HIST1H2AL;H2AFI;HIST1H2AM;H2AFN;Histone H2A type 1;H2A.1;Histone H2A/p;HIST1H2AB;H2AFM;HIST1H2AE;H2AF A;Histone H2A type 1-B/E;Histone H2A.2;Histone H2A/a;Histone H2A/m;HIS
Swiss	
别名	HIST1H2AB;Histone H2A type 1-B/E;HIST1H2AG;H2AFP;HIST1H2AI;H2AFC;HIST1H2AK;H2AFD;HIST1H2AL;H2AFI;HIST1H2AM;H2AFN;Histone H2A type 1;H2A.1;Histone H2A/p;HIST1H2AB;H2AFM;HIST1H2AE;H2AF A;Histone H2A type 1-B/E;Histone H2A.2;Histone H2A/a;Histone H2A/m;HIS

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)