

— ABLYBIO, Help Your Research



PLCy1 (Phospho Tyr783) Rabbit mAb

货号: **AA1694**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF IP ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000 IP: 1:50-1:200
理论分子量	149kD
实测分子量	149kD
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.696.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	PLCG1;1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1;PLCG1;PLC1;1-phosphatidylinositol 4;5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1;PLC-148;Phosphoinositide phospholipase C-gamma-1;Phospholipase C-II;PLC-II;Phospholipase C-gamma-1;PLC-gamma-1
Swiss	
别名	PLCG1;1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1;PLCG1;PLC1;1-phosphatidylinositol 4;5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1;PLC-148;Phosphoinositide phospholipase C-gamma-1;Phospholipase C-II;PLC-II;Phospholipase C-gamma-1;PLC-gamma-1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)