

— ABLYBIO, Help Your Research



ZNF364 (PT1082R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1733**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000-1:5000
理论分子量	33kDa
实测分子量	33kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.735.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	RNF115,ZNF364;E3 ubiquitin-protein ligase RNF115 (EC 2.3.2.27) (RING finger protein 115) (RING-type E3 ubiquitin transferase RNF115) (Rab7-interacting RING finger protein) (Rabring 7) (Zinc finger protein 364);ZNF364
Swiss	
别名	RNF115,ZNF364;E3 ubiquitin-protein ligase RNF115 (EC 2.3.2.27) (RING finger protein 115) (RING-type E3 ubiquitin transferase RNF115) (Rab7-interacting RING finger protein) (Rabring 7) (Zinc finger protein 364);ZNF364

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)