

— ABLYBIO, Help Your Research



KCTD21 (PT1087R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1738**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	WB: 1:1000-1:5000 FC: 1:100-1:500
理论分子量	29kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.740.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	KCTD21;BTB/POZ domain-containing protein KCTD21 (KCASH2 protein) (Potassium channel tetramerization domain-containing protein 21);
Swiss	
别名	KCTD21;BTB/POZ domain-containing protein KCTD21 (KCASH2 protein) (Potassium channel tetramerization domain-containing protein 21);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)