

— ABLYBIO, Help Your Research



BAT5 (PT1094R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1745**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000-1:5000
理论分子量	61kDa
实测分子量	61kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.747.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	ABHD16A,BAT5,G5,NG26,PP199;Phosphatidylserine lipase ABHD16A (EC 3.1.-.-) (Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 16A) (Abhydrolase domain-containing protein 16A) (HLA-B-associated transcript 5) (hBAT5) (Monoacylglycerol lipase ABHD16A) (EC 3.1.1.23) (Protein G5);BAT5 G5 NG26
Swiss	
别名	ABHD16A,BAT5,G5,NG26,PP199;Phosphatidylserine lipase ABHD16A (EC 3.1.-.-) (Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 16A) (Abhydrolase domain-containing protein 16A) (HLA-B-associated transcript 5) (hBAT5) (Monoacylglycerol lipase ABHD16A) (EC 3.1.1.23) (Protein G5);BAT5 G5 NG26

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)