

— ABLYBIO, Help Your Research



# SLC25A26 (PT1095R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1746**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:1000-1:5000
理论分子量	30kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.748.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	SLC25A26,SAMC;Mitochondrial S-adenosylmethionine carrier protein (SAM carrier) (Solute carrier family 25 member 26);SAMC
Swiss	
别名	SLC25A26,SAMC;Mitochondrial S-adenosylmethionine carrier protein (SAM carrier) (Solute carrier family 25 member 26);SAMC

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/>[www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn))