

— ABLYBIO, Help Your Research



SYPL1 (PT1097R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1748**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC FC
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:1000-1:5000 FC: 1:100-1:500
理论分子量	28kDa
实测分子量	28kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.750.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	SYPL1,SYPL;Synaptophysin-like protein 1 (Pantophysin);SYPL
Swiss	
别名	SYPL1,SYPL;Synaptophysin-like protein 1 (Pantophysin);SYPL

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)