

— ABLYBIO, Help Your Research



# MTX3 (PT1100R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1751**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB  |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:1000-1:5000  |
| 理论分子量 | 34kDa   |
| 实测分子量 | 34kDa   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.753. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  |   |
| 细胞定位  |   |
| 纯化    |   |

## 抗原信息

|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|      |  |
|------|--|
| 研究背景 |  |
| 基因ID |  |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 基因名   | MTX3;Metaxin-3; |
| Swiss |                 |
| 别名    | MTX3;Metaxin-3; |

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)