

— ABLYBIO, Help Your Research



NAG-2 (PT1102R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1753**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000-1:5000
理论分子量	26kDa
实测分子量	26kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.755.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	TSPAN4,NAG2,TM4SF7;Tetraspanin-4 (Tspan-4) (Novel antigen 2) (NAG-2) (Transmembrane 4 superfamily member 7);NAG2 TM4SF7
Swiss	
别名	TSPAN4,NAG2,TM4SF7;Tetraspanin-4 (Tspan-4) (Novel antigen 2) (NAG-2) (Transmembrane 4 superfamily member 7);NAG2 TM4SF7

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)