

— ABLYBIO, Help Your Research



LHFPL5 (PT1110R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1761**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000-1:5000
理论分子量	24kDa
实测分子量	24kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.763.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	LHFPL5 TMHS;Tetraspan membrane protein of hair cell stereocilia (Lipoma HMGIC fusion partner-like 5 protein);
Swiss	
别名	LHFPL5 TMHS;Tetraspan membrane protein of hair cell stereocilia (Lipoma HMGIC fusion partner-like 5 protein);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)