

— ABLYBIO, Help Your Research



TMEM43 (PT1120R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1771**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:1000-1:5000
理论分子量	44kDa
实测分子量	44kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.773.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	TMEM43,UNQ2564/PRO6244;Transmembrane protein 43 (Protein LUMA);
Swiss	
别名	TMEM43,UNQ2564/PRO6244;Transmembrane protein 43 (Protein LUMA);

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)