

— ABLYBIO, Help Your Research



CLEC2B (PT1125R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1776**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:200-1:1000 WB: 1:2000-1:10000 IF: 1:200-1:1000 ELISA: 1:5000-1:20000
理论分子量	16kDa
实测分子量	16kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.778.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	CLEC2B,AICL,CLECSF2,IFNRG1;C-type lectin domain family 2 member B (Activation-induced C-type lectin) (C-type lectin superfamily member 2) (IFN-alpha-2b-inducing-related protein 1);AICL CLECSF2 IFNRG1
Swiss	
别名	CLEC2B,AICL,CLECSF2,IFNRG1;C-type lectin domain family 2 member B (Activation-induced C-type lectin) (C-type lectin superfamily member 2) (IFN-alpha-2b-inducing-related protein 1);AICL CLECSF2 IFNRG1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)