

— ABLYBIO, Help Your Research



KA1 (PT1135R) PT? Rabbit mAb

货号: **AA1786**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000-1:5000
理论分子量	105kDa
实测分子量	105kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.788.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	

基因名	GRIK4 GRIK;GRIK4;Glutamate receptor, ionotropic kainate 4;Excitatory amino acid receptor 1;EAA1;Glutamate receptor KA-1;KA1;
Swiss	
别名	GRIK4 GRIK;GRIK4;Glutamate receptor, ionotropic kainate 4;Excitatory amino acid receptor 1;EAA1;Glutamate receptor KA-1;KA1;

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)